



Tome el Desafío qPCR GoTaq



Compare GoTaq® qPCR Master con sus reactivos actuales para qPCR


Responda una breve encuesta y presente sus resultados en línea. Las primeras 50 entradas recibirán el **50%** de descuento y las próximas 100 un **35%** de descuento durante un año.

Consulte las reglas en:


<http://www.promega.com/gotaqchallenge/Rules.aspx>

GoTaq® qPCR Master Mix

GoTaq® qPCR Master Mix
qPCR con mayor sensibilidad y estabilidad



Amplificación del gen humano GAPDH a partir de DNA genómico, diluciones seriales 1:10



Se amplificó el gen GAPDH a partir de 1 ng de DNA humano utilizando GOTAQ qPCR master mix y otros productos comerciales siguiendo las instrucciones del fabricante.

GoTaq® qPCR Master Mix es un reactivo para qPCR que contiene un nuevo colorante del DNA que a menudo presenta mayor fluorescencia que SYBR® Green. Combinado con la Hot start GoTaq y un buffer optimizado, GoTaq qPCR Master Mix ofrece robustas reacciones de PCR en tiempo real con una mayor confiabilidad, reproducibilidad y sensibilidad.

Sensibilidad

• Detecta tan sólo dos copias del gen blanco

Estabilidad

• La reacción de qPCR puede mantenerse hasta 24 hrs a temperatura ambiente

Sustituto de SYBR Green

• Sustituye la reacción con SYBR Green sin necesidad de modificar las condiciones

Formato listo para usarse

• Mezcla maestra 2X lista para usarse, contiene todos los componentes necesarios, contiene fluorocromo como referencia pasiva

Garantizado

• Si usted no queda satisfecho con el rendimiento de este producto, se le enviará un reemplazo o reembolso.

Asesoría y Soporte Científico

M. en C. Karina Adames
kadames@uniparts.com.mx

5281-4718 ext. 134

054P / R01



Opciones Integrales para las Ciencias de la Vida

www.uniparts.com.mx

México D.F.
Tel: (55) 5281-4718
Fax: (55) 5281-4722
uniparts@uniparts.com.mx

Monterrey, N.L.
Tel: (81) 8336-6812
Fax: (81) 8338-9608
monterrey@uniparts.com.mx

Guadalajara, Jalisco.
Tel: (33) 3615-0019
Fax: (33) 3826-7235
guadalajara@uniparts.com.mx

Mérida, Yucatán.
Tel: (999) 9266-543
Fax: (999) 9266-543
merida@uniparts.com.mx